

# Continentiezorg

Assortimentsoverzicht



# Continentiezorg

## Assortimentsoverzicht

Intermitterende katheters voor mannen




Intermitterende katheters voor vrouwen



Intermitterende katheters voor kinderen



Intermitterende kathetersets



Externe katheters



Urine-opvangzakken voor de dag



Urine-opvangzakken voor de nacht



Bowel management



Verblijfskatheters



Huidverzorging & Accessoires



# Persoonlijke ondersteuning *Altijd en overal*

Katheter Care geeft uw patiënt praktische ondersteuning bij het inpassen van zelfkatheterisatie in het dagelijks leven. Het programma is een aanvulling op de informatie, die u aan de patiënt meegeeft in het consult.

## *Inspirerende artikelen en online hulpmiddelen*

De website [www.kathetercare.nl](http://www.kathetercare.nl) bevat eenvoudige, heldere adviezen en praktische tips, waarmee wij uw patiënt willen helpen bij zelfkatheterisatie.

## *Nieuws en persoonlijke ondersteuning via e-mail*

Onze maandelijkse nieuwsbrieven zorgen ervoor dat uw patiënt, indien gewenst, regelmatig relevante informatie krijgt en op de hoogte gehouden wordt van ontwikkelingen.

## *Directe, telefonische ondersteuning van onze specialisten*


Onze specialisten staan voor uw patiënt klaar mocht er behoefte zijn aan persoonlijk advies. Zij hebben veel ervaring die ze graag willen delen. Zij helpen uw patiënt graag weer op weg en kunnen ook productadvies geven.

Meld uw patiënt aan via:

[www.kathetercare.nl](http://www.kathetercare.nl)

0800 - 022 98 98





Coloplast heeft een aantal servicematerialen om u te ondersteunen bij het aanleren van zelfkatheterisatie. Hieronder vindt u een overzicht van onze instructiekaarten. Deze zijn te bestellen via uw Rayon manager of op [www.coloplast.nl/voorlichting](http://www.coloplast.nl/voorlichting). Tevens vindt u op deze website instructiefilms voor een aantal van onze producten.

### Instructiekaarten urine-afvoerende materialen

Bestelnr.	Omschrijving
i364	Conveen Active urine-opvangzak
i382	Conveen Optima externe katheter
i384	Conveen Prep
i309	Conveen Security+ urine-opvangzak
i399	SpeediCath Man
i400	SpeediCath Vrouw
i346	SpeediCath Compact Vrouw (Plus)
i467	SpeediCath Compact Eve
i370	SpeediCath Compact Man
i450	SpeediCath Compact Set Man
i451	SpeediCath Compact Set Vrouw
i530	SpeediCath Flex

### Instructiekaarten Peristeen darmspoelsysteem

Bestelnr.	Omschrijving
i502	Peristeen volwassenen
i503	Peristeen kind

### Anatomieblokken

Bestelnr.	Omschrijving
i142	Anatomieblok urinewegen Man
i163	Anatomieblok urinewegen Vrouw
i402	Anatomieblok darmstelsel

# Intermitterende katheters voor mannen

***SpeediCath***<sup>®</sup>

***EasiCath***<sup>®</sup>

***Freedom***<sup>®</sup>



Intermitterende katheters voor mannen

## SpeediCath® Flex

### Zekerheid tot in detail

#### Hygiënisch

- **Zachte inbrenghulp:** geeft controle tijdens het katheteriseren – zonder de kathetertip zelf aan te hoeven raken.
- **Droge beschermhoes:** hierdoor kan de katheter ingebracht worden zonder de katheter aan te raken.
- **Hersluitbare katheter:** na gebruik kunnen de turquoise inbrenghulp en de connector weer in elkaar worden gedraaid en kan de katheter schoon en hygiënisch worden weggegooid.



#### Gemakkelijk

- **Flexibele katheter met bolvormige tip:** het zachte bolletje aan het uiteinde van de flexibele katheter zorgt ervoor dat de katheter zich centreert in de urethra. Door het zachte materiaal van de katheter glijdt deze gemakkelijk langs alle bochten.
- **Hersluitbare verpakking:** de katheter kan na gebruik weer worden gesloten en terug in de verpakking worden gedaan.

SpeediCath Flex is compact verpakt en discreet mee te nemen. Nu ook naast de standaard uitvoering verkrijgbaar in Pocket-size.



## SpeediCath® Compact Man

### Gemak zonder compromis

- **Discreet:** gemakkelijk en onopvallend mee te nemen en weg te gooien door het compacte ontwerp.
- **Gemakkelijk in gebruik:** hygiënisch in te brengen zonder het gecoate gedeelte aan te raken door het ontwerp dat zorgt voor meer grip en controle.
- Heeft alle voordelen van SpeediCath.

SpeediCath Compact Man is aanzienlijk kleiner dan de standaard katheter voor mannen. Zelfkatheterisatie wordt hierdoor veel discreter. Het revolutionaire ontwerp van de katheter maakt het een ideaal product om zowel thuis als buitenshuis te gebruiken.

## SpeediCath®

- **Snel:** gebruiksklaar door de geactiveerde coating.
- **Veilig:** minimale wrijving door gladde, hydrofiele coating en gepolijste katheterogen.
- **Eenvoudig:** overal en altijd te gebruiken, geen extra handelingen nodig.
- Bevat geen PVC of weekmakers.

### SpeediCath Flex man



Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
28920	44 cm	● Ch 10	30	16303741
28922	44 cm	○ Ch 12	30	16303768
28924	44 cm	● Ch 14	30	16303776
28916	44 cm	● Ch 16	30	16303733

### SpeediCath Flex Pocket-size



Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
28910	44 cm	● Ch 10	30	16775457
28912	44 cm	○ Ch 12	30	16775465
28914	44 cm	● Ch 14	30	16775473

### SpeediCath Compact man



Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
28692	33 cm	○ Ch 12/18	30	15632164

### SpeediCath Control man



Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
27212	40 cm	○ Ch 12	30	15768848



### SpeediCath Nelaton man

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
27408	40 cm	● Ch 8	30	15768678
27410	40 cm	● Ch 10	30	15768708
27412	40 cm	○ Ch 12	30	15768856
27414	40 cm	● Ch 14	30	15768686
27416	40 cm	● Ch 16	30	15768716
27418	40 cm	● Ch 18	30	15768651



### SpeediCath Tiemann man

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
27490	40 cm	● Ch 10	30	15768694
27492	40 cm	○ Ch 12	30	15768724
27494	40 cm	● Ch 14	30	15768732
27496	40 cm	● Ch 16	30	15968634



## EasiCath®

- Gecoate katheter voor zelfkatheterisatie.
- Hydrofiele coating die wordt geactiveerd na contact met water; na 30 seconden klaar voor gebruik.
- Speciale uitvoering: Luerlock.



### EasiCath Nelaton man

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
5348	40 cm	● Ch 8	25	13806238
5350	40 cm	● Ch 10	25	13806246
5352	40 cm	○ Ch 12	25	13806254
5354	40 cm	● Ch 14	25	13806262
5356	40 cm	● Ch 16	25	13806270
5358	40 cm	● Ch 18	25	13806289
5360	40 cm	● Ch 20	25	14048612
5362	40 cm	● Ch 22	25	14048620

### EasiCath Tiemann man

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
5382	40 cm	○ Ch 12	25	13806300
5384	40 cm	● Ch 14	25	13806319
5386	40 cm	● Ch 16	25	13806327
5388	40 cm	● Ch 18	25	13806335

### EasiCath Luerlock man

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
5288	40 cm	● Ch 8	25	14131897
5290	40 cm	● Ch 10	25	14131900
5292	40 cm	○ Ch 12	25	14131919
5294	40 cm	● Ch 14	25	14131927
5296	40 cm	● Ch 16	25	14131935

## Freedom® Self Cath

- Ongecoate katheters voor zelfkatheterisatie.
- Alle Tiemann katheters zijn voorzien van een unieke blauwe geleidelijn.
- Unieke Tiemann Olive tip.
- Gepolijste katheterogen.

### Freedom Self Cath Nelaton man

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
2330408	40 cm	● Ch 8	30	13851861
2330410	40 cm	● Ch 10	30	13851888
2330412	40 cm	○ Ch 12	30	13851896
2330414	40 cm	● Ch 14	30	13851918
2330416	40 cm	● Ch 16	30	13851926
2330418	40 cm	● Ch 18	30	13851934

### Freedom Self Cath Tiemann man

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
2330612	40 cm	○ Ch 12	30	13853325
2330614	40 cm	● Ch 14	30	13853333

### Freedom Self Cath Olive-tip man

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
2330808	40 cm	● Ch 8	30	13853368
2330810	40 cm	● Ch 10	30	13853376
2330812	40 cm	○ Ch 12	30	13899465
2330814	40 cm	● Ch 14	30	13853384
2330816	40 cm	● Ch 16	30	13853392
2330818	40 cm	● Ch 18	30	13853406

# Intermitterende katheters voor vrouwen

***SpeediCath***<sup>®</sup>

***EasiCath***<sup>®</sup>

***Freedom***<sup>®</sup>





## SpeediCath® Compact Eve

### Gemak in stijl

- **Stijlvol:** valt niet op tussen andere vrouwelijke cosmetische producten, zoals make-up, door het modieuze ontwerp.
- **Discreet:** gemakkelijk en onopvallend op te bergen, mee te nemen en weg te gooien door het compacte formaat en niet-medische uiterlijk.
- **Gemakkelijk in gebruik:** de katheter is in één stap te openen, overal en altijd direct te gebruiken en na gebruik veilig af te sluiten. Door de unieke driehoekige vorm ligt de katheter goed in de hand en rolt niet weg tijdens de voorbereiding.

SpeediCath Compact Eve is ontworpen voor het moderne leven door een stijlvol en discreet uiterlijk te bieden. Het is het eerste driehoekige ontwerp op de markt dat een betere grip geeft om te katheteriseren en zowel openen als gebruiken gemakkelijker maakt.

## SpeediCath®

- Snel: gebruiksklaar door de geactiveerde coating.
- Veilig: minimale wrijving door gladde, hydrofiele coating en gepolijste katheterogen.
- Eenvoudig: overal en altijd te gebruiken, geen extra handelingen nodig.
- Bevat geen PVC of weekmakers.



### SpeediCath Compact Eve

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
28110	9 cm	● Ch 10	30	16041941
28112	9 cm	○ Ch 12	30	16027299
28114	9 cm	● Ch 14	30	16041968



### SpeediCath Compact vrouw

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
28576	7 cm	● Ch 6	30	15464881
28578	7 cm	● Ch 8	30	15096009
28580	7 cm	● Ch 10	30	14901196
28582	7 cm	○ Ch 12	30	14902451
28584	7 cm	● Ch 14	30	14902478



### SpeediCath Compact Plus vrouw

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
28810	9 cm	● Ch 10	30	15550818
28812	9 cm	○ Ch 12	30	15550826
28814	9 cm	● Ch 14	30	15550834



### SpeediBag Compact urine-opvangzak

Art.nr.	Inhoud	Verp.	ZI-nummer
28592	700 ml	30	15519988

### SpeediCath Compact connector

Art.nr.	Omschrijving	Verp.	ZI-nummer
28590	Connector	30	15137007



### SpeediCath Nelaton vrouw

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
27508	20 cm	● Ch 8	30	15768759
27510	20 cm	● Ch 10	30	15768783
27512	20 cm	○ Ch 12	30	15768740
27514	20 cm	● Ch 14	30	15768767
27516	20 cm	● Ch 16	30	15768791

## EasiCath®

- Gecoate katheter voor zelfkatheterisatie.
- Hydrofiele coating die wordt geactiveerd na contact met water; na 30 seconden klaar voor gebruik.
- Speciale uitvoering: Luerlock.



### EasiCath Nelaton vrouw

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
5368	20 cm	● Ch 8	25	13806343
5370	20 cm	● Ch 10	25	13806351
5372	20 cm	○ Ch 12	25	13806378
5374	20 cm	● Ch 14	25	13806386
5376	20 cm	● Ch 16	25	13806394

### EasiCath Luerlock vrouw

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
5268	20 cm	● Ch 8	25	14131943
5270	20 cm	● Ch 10	25	14131951
5272	20 cm	○ Ch 12	25	14131978
5274	20 cm	● Ch 14	25	14131986

## Freedom® Self Cath

- Ongecoate katheters voor zelfkatheterisatie.
- Gepolijste katheterogen.

### Freedom Self Cath vrouw

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
2330441	16 cm	● Ch 10	30	14755785
2330442	16 cm	○ Ch 12	30	13851942
2330445	16 cm	● Ch 14	30	13851950



# Intermitterende katheters voor kinderen

***SpeediCath***<sup>®</sup>  
***Freedom***<sup>®</sup>



Intermitterende katheters voor kinderen

## SpeediCath®

- Snel: gebruiksklaar door de geactiveerde coating.
- Veilig: minimale wrijving door gladde, hydrofiele coating en gepolijste katheterogen.
- Eenvoudig: overal en altijd te gebruiken, geen extra handelingen nodig.
- Bevat geen PVC of weekmakers.



### SpeediCath Nelaton kind

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
27706	20 cm	● Ch 6	30	15768821
27708	20 cm	● Ch 8	30	15768635
27710	20 cm	● Ch 10	30	15768643



### SpeediCath Nelaton 30 cm jongens

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
27608	30 cm	● Ch 8	30	15768775
27610	30 cm	● Ch 10	30	15768805
27612	30 cm	○ Ch 12	30	15768813



### SpeediCath Compact voor meisjes

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
28576	7 cm	● Ch 6	30	15464881
28578	7 cm	● Ch 8	30	15096009
28580	7 cm	● Ch 10	30	14901196
28582	7 cm	○ Ch 12	30	14902451
28584	7 cm	● Ch 14	30	14902478

## Freedom® Self Cath

- Ongecoate katheters voor zelfkatheterisatie.
- Gepolijste katheterogen.

### Freedom Self Cath kind

Art.nr.	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
2330306	24 cm	● Ch 6	30	14212420

# Intermittierende kathetersets

***SpeediCath***<sup>®</sup>  
***EasiCath***<sup>®</sup>



Intermittierende kathetersets



## SpeediCath® Compact Set

### Al het gemak op zak

- **Discreet:** gemakkelijk en onopvallend mee te nemen en weg te gooien door het compacte ontwerp.
- **Hygiënisch:** in te brengen zonder het gecoatete gedeelte aan te raken door het ontwerp dat zorgt voor meer grip en controle.
- **Praktisch:** nabijheid van een toilet niet nodig door de combinatie met een urine-opvangzak.
- Heeft alle voordelen van SpeediCath.

SpeediCath Compact Set bestaat uit een SpeediCath Compact katheter met een geïntegreerde urine-opvangzak en is verpakt in een stevige, compacte huls die de katheter beschermt tegen beschadigingen. Door het discrete ontwerp is de set klein genoeg om in een handtas of zak mee te nemen.

## SpeediCath®

- **Snel:** gebruiksklaar door de geactiveerde coating.
- **Veilig:** minimale wrijving door gladde, hydrofiele coating en gepolijste katheterogen.
- **Eenvoudig:** overal en altijd te gebruiken, geen extra handelingen nodig.
- Bevat geen PVC of weekmakers.



### SpeediCath Compact Set man

Art.nr.	Inhoud	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
28422	750 ml	36 cm	○ Ch 12/18	20	15929531



### SpeediCath Compact Set vrouw

Art.nr.	Inhoud	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
28520	750 ml	9 cm	● Ch10	20	15987574
28522	750 ml	9 cm	○ Ch12	20	15929558
28524	750 ml	9 cm	● Ch14	20	15987558

## EasiCath®

- Geïntegreerd systeem voor zelfkatheterisatie: katheter en urine-opvangzak.
- Een speciale coating die nadat deze is natgemaakt met water heel flexibel en glad wordt.
- Geen afhankelijkheid van de nabijheid van een toilet.



### EasiCath Set man

Art.nr.	Inhoud	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
28006	700 ml	40 cm	● Ch 10	20	14168227
28007	700 ml	40 cm	○ Ch 12	20	14168235
28008	700 ml	40 cm	● Ch 14	20	14168243
28009	700 ml	40 cm	● Ch 16	20	14168251
28010	700 ml	40 cm	● Ch 18	20	14168278
28027	1200 ml	40 cm	○ Ch 12	20	14273128
28028	1200 ml	40 cm	● Ch 14	20	14273136
28029	1200 ml	40 cm	● Ch 16	20	14273144

### EasiCath Set vrouw

Art.nr.	Inhoud	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
28002	700 ml	20 cm	● Ch 10	20	14168294
28003	700 ml	20 cm	○ Ch 12	20	14168308
28004	700 ml	20 cm	● Ch 14	20	14168316

### EasiCath Set kind

Art.nr.	Inhoud	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
28013	700 ml	20 cm	● Ch 10	20	14168200

# Externe katheters

***Conveen***<sup>®</sup>

***Freedom***<sup>®</sup>







## Conveen® Optima

### Onopvallend veel vrijheid

- Smart pack: gemakkelijk te openen en mee te nemen.
- Afolstrip: eenvoudig en gelijkmatig af te rollen.
- Anti-lek: met aansluitring en anti-knikreservoir.
- Draagcomfort en optimale kleeflaag: huidvriendelijk en betrouwbare hechting.
- Heeft alle voordelen van Conveen.

Conveen Optima Standaard zelfklevende externe katheters hebben een lengte van 8 cm en zijn geschikt voor de meeste mannen. Is de externe katheter te lang, dan is Conveen Optima Short verkrijgbaar.

Om de juiste maat te bepalen is er het Conveen Optimaatkaartje dat gratis aan te vragen is. Als de diameter van de penis tussen twee maten in valt, kies dan voor een kleinere diametermaat.

Conveen Optima externe katheters zijn te gebruiken met alle typen urine-opvangzakken.

## Conveen®

- Siliconen zelfklevende externe katheter.
- Transparant zodat de conditie van de huid elk moment gecontroleerd kan worden.
- Anti-kniksysteem.
- Bevat geen PVC of weekmakers.



### Conveen Optima externe katheter

Art.nr.	Omschrijving	Maat	Verp.	ZI-nummer
22025	Standaard	● 25 mm	30	15153207
22028	Standaard	● 28 mm	30	16139313
22030	Standaard	● 30 mm	30	15153215
22035	Standaard	● 35 mm	30	15153223
22040	Standaard	● 40 mm	30	15153231
22121	Short	● 21 mm	30	15153258
22125	Short	● 25 mm	30	15153266
22130	Short	● 30 mm	30	15153274
22135	Short	● 35 mm	30	15153282

### Conveen Prep

Art.nr.	Omschrijving	Verp.	ZI-nummer
62042	Huidbeschermingsfilm	54	14980975



### Conveen Security+ externe katheter zelfklevend

Art.nr.	Omschrijving	Maat	Verp.	ZI-nummer
5221	Standaard	● 21 mm	30	14240181
5225	Standaard	● 25 mm	30	13676024
5230	Standaard	● 30 mm	30	13676016
5235	Standaard	● 35 mm	30	13676032
5240	Standaard	● 40 mm	30	14240203
22011	Ultra Short	● 21 mm	30	14643510
22012	Ultra Short	● 25 mm	30	14643529
22013	Ultra Short	● 30 mm	30	14643537
22014	Ultra Short	● 35 mm	30	14643545

### Conveen Security+ externe katheter met kleefstrip

Art.nr.	Omschrijving	Maat	Verp.	ZI-nummer
5021	Standaard	● 21 mm	30	14240211
5025	Standaard	● 25 mm	30	13662279
5030	Standaard	● 30 mm	30	13662287
5035	Standaard	● 35 mm	30	13662295
5040	Standaard	● 40 mm	30	14240238

### Conveen Latex externe katheter zelfklevend

Art.nr.	Omschrijving	Maat	Verp.	ZI-nummer
5200	Standaard	● 25 mm	30	13283499
5205	Standaard	● 30 mm	30	13283502
5210	Standaard	● 35 mm	30	13283510

### Conveen Latex externe katheter met kleefstrip

Art.nr.	Omschrijving	Maat	Verp.	ZI-nummer
5125	Standaard	● 25 mm	30	12359262
5130	Standaard	● 30 mm	30	12359270
5135	Standaard	● 35 mm	30	12359289
5140	Standaard	● 40 mm	30	13528874

## Freedom®

- Siliconen zelfklevende externe katheters.
- Transparant zodat de conditie van de huid elk moment gecontroleerd kan worden.



### Freedom Clear Advantage externe katheter

Art.nr.	Omschrijving	Maat	Verp.	ZI-nummer
2330130	Met aloë vera small	23 mm	30	13919946
2330135	Met aloë vera medium	28 mm	30	13650688
2330140	Met aloë vera intermediate	31 mm	30	13650696
2330145	Met aloë vera large	35 mm	30	13650718

### Freedom Clear externe katheter

Art.nr.	Omschrijving	Maat	Verp.	ZI-nummer
2335190	LS small	23 mm	30	14612518
2335290	LS medium	28 mm	30	14612526
2335490	LS large	35 mm	30	14612542
2335110	SS small	23 mm	30	14612623
2335210	SS medium	28 mm	30	14612666
2335310	SS intermediate	31 mm	30	14612704

# Urine-opvangzakken voor de dag

**Conveen**<sup>®</sup>

**Simpla**<sup>®</sup>

**Freedom**<sup>®</sup>

Coloplast  
**Conveen**<sup>®</sup>  
500ml 50cm

Urine-opvangzakken voor de dag



## Conveen® Security+

- **Anti-knik slang:** gegarandeerde urinestroom.
- **Discreet ontwerp:** nagenoeg onzichtbaar door subtiel kleurgebruik en gelijkmatige verdeling door centrale lasnaad.
- **Eenvoudige aftap:** gemakkelijk te bedienen en duidelijk zichtbaar of deze geopend of gesloten is.
- **Huidvriendelijk materiaal:** zachte non-woven achterzijde.
- **Meerdaags gebruik:** minder wisselingen door kwalitatief hoogwaardig materiaal.

De anti-knik slang is op elke gewenste lengte af te knippen en zo flexibel dat de urinestroom niet geblokkeerd wordt. Er is dus geen kans op lekkage. Het aftapkraantje is zo ontworpen dat het gemakkelijk met één hand te bedienen is, ook voor mensen met een beperkte handfunctie. Het ontwerp van de urine-opvangzak zorgt ervoor dat deze minder opvalt op het lichaam. Daarnaast zorgt het kleurgebruik ervoor dat ook onder licht gekleurde kleding een gevulde urine-opvangzak nagenoeg onzichtbaar is. Er is een mogelijkheid tot doorkoppelen aan een nachtzak voor een grotere opvangcapaciteit of ter preventie van opstijgende urineweginfecties.

## Conveen® Active

- **Praktisch:** door urine-opvangzak en fixatie in één.
- **Discreet:** nagenoeg onzichtbaar door compact ontwerp en weg te stoppen aftapkraantje.
- **Anti-knik slang:** gegarandeerde urinestroom.



Voor actieve mannen met lichte tot matige incontinentie is Conveen Active ontwikkeld. Samen met Conveen® Optima externe katheters vormt Conveen Active een compleet urine-opvangsysteem dat discreet en betrouwbaar is.



# Conveen®

gebruik  
max.  
7  
dagen

- **Betrouwbaar:** verzekerd van maximale bescherming tegen lekkage door gebruik van kwalitatief hoogwaardig materiaal.
- **Gemak:** minder handelingen, meer capaciteit en verminderd infectiegevoelig door de door te koppelen urine-opvangzakken.
- **Keuzevrijheid:** voor iedere toepassing of situatie een geschikte oplossing door een brede keuze in urine-opvangzakken met op individuele lengte af te knippen slangen.



## Conveen Security+ urine-opvangzak

Art.nr.	Omschrijving	Inhoud	Verp.	ZI-nummer
5164	slang 30 cm	350 ml	30	14240890
5165	slang 50 cm	350 ml	30	14240904
5160	slang 30 cm	500 ml	30	13829505
5161	slang 50 cm	500 ml	30	13829513
5166	slang 30 cm	750 ml	30	14240912
5167	slang 50 cm	750 ml	30	14240920
51602	slang 30 cm	500 ml	10	14574950
51612	slang 50 cm	500 ml	10	14574926



## Conveen Contour urine-opvangzak

Art.nr.	Omschrijving	Inhoud	Verp.	ZI-nummer
5170	slang 45 cm	600 ml	30	13608231
5176	slang 65 cm	800 ml	30	13608347
51702	slang 45 cm	600 ml	10	13260480
51762	slang 65 cm	800 ml	10	14574888



## Conveen Active urine-opvangzak

Art.nr.	Omschrijving	Inhoud	Verp.	ZI-nummer
25502	slang 7 cm	250 ml	30	15605698



## Conveen Beenbandjes

Art.nr.	Omschrijving	Verp.	ZI-nummer
50501	Bandjes met klittenband	10x2	13650602

Conveen®

## Simpla® Plus

- Speciaal voor rolstoelgebruikers.
- Flexibele, anti-knik slang.
- Steriel verpakt.
- Bevat geen PVC of weekmakers.



### Simpla Plus Syphon urine-opvangzak

Art.nr.	Omschrijving	Inhoud	Verp.	ZI-nummer
21567	slang 25 cm	750 ml	10	16319338

### Conveen Siliconen Beenbandjes

Art.nr.	Omschrijving	Verp.	ZI-nummer
21380	Bandjes met klittenband	10x2	14568829



## Freedom® Triform

- Speciaal voor intramuraal gebruik of in combinatie met een verblijfs- of suprapubiskatheter zijn Freedom Triform beenzakken ook steriel verkrijgbaar.
- De centrale lasnaad zorgt voor een goede verdeling van het gewicht en voorkomt klotsen.
- De aftapkraan is gemakkelijk met één hand te bedienen.

### Freedom Triform urine-opvangzak

Art.nr.	Omschrijving	Inhoud	Verp.	ZI-nummer
2340025	slang 10 cm	500 ml	20	14133180
2340030	slang 40 cm	500 ml	20	14133202
2340020	slang 60 cm inkortbaar	500 ml	20	14240955

### Freedom Triform urine-opvangzak steriel

Art.nr.	Omschrijving	Inhoud	Verp.	ZI-nummer
WTF500	slang 6 cm	500 ml	10	13552708
WTF500M	slang 10 cm	500 ml	10	13613049

## Conveen® Urinebeenzakhouder

- Een elastische fixatiekous die op een comfortabele manier de urine-opvangzak aan het been bevestigt.
- Zowel te gebruiken voor het bovenbeen als onderbeen met een opening voor de aftapkraan.
- Is beschikbaar in drie maten, met kleurcodering.



### Conveen Urinebeenzakhouder

Art.nr.	Maat	Kleur	Omvang been	Verp.	ZI-nummer
783680	S	rood	34-39 cm	4	14921030
783686	M	blauw	40-46 cm	4	14921022
783694	L	bruin	47-64 cm	4	14921014

## Conveen® Beenbandjes

- Zachte beenbandjes.
- Op iedere hoek van de urine-opvangzak zit een opening waar de knoop van de Conveen beenbandjes doorheen gehaald kan worden.
- De beenbandjes worden met klittenband om het been bevestigd.



### Conveen Beenbandjes

Art.nr.	Omschrijving	Verp.	ZI-nummer
50501	Bandjes met klittenband	10x2	13650602

## Conveen® Siliconen Beenbandjes

- Elastische beenbandjes.
- Speciaal voor de bevestiging van de Simpla Plus Syphon urine-opvangzak aan het bovenbeen.



### Conveen Siliconen Beenbandjes

Art.nr.	Omschrijving	Verp.	ZI-nummer
21380	Bandjes met klittenband	10x2	14568829

# Urine-opvangzakken voor de nacht

***Conveen***<sup>®</sup>  
***Cysto-Care***<sup>®</sup>

Urine-opvangzakken voor de nacht



## Conveen® Security+

- **Anti-klip slang:** gegarandeerde urinestroom.
- **Flexibel:** meer bewegingsvrijheid door 140 cm lange anti-klip slang.
- **Hygiënisch:** aftapkraan staat in gesloten stand omhoog zodat deze niet in contact komt met de grond.
- **Meerdaags gebruik:** minder wisselingen door kwalitatief hoogwaardig materiaal.

Conveen urine-opvangzakken bieden maximale bescherming tegen lekkage en verminderen de kans op urineweginfecties door de mogelijkheid tot doorkoppeling.

Daarnaast hebben zij een op individuele lengte afknipbare anti-klip slang. Betrouwbaarheid en gebruiksgemak komen zo samen bij Conveen.

## Conveen® Basic

- Nachtzak voor opvang van urine gedurende maximaal 24 uur.
- Nachtzak verkrijgbaar met kruiskraan, push-pull kraan of zonder aftap.
- De grote opvangcapaciteit garandeert de gebruiker een gehele nacht doorslapen.
- Bewegingsvrijheid in bed vanwege de slang van 100 cm.
- Kan rechtstreeks aan de externe katheter of verblijfskatheter gekoppeld worden, of aan de urine-opvangzak (doorkoppelen) voor meer opvangcapaciteit.



# Conveen®

gebruik  
max.  
7  
dagen

- **Betrouwbaar:** verzekerd van maximale bescherming tegen lekkage door gebruik van kwalitatief hoogwaardig materiaal.
- **Gemak:** minder handelingen, meer capaciteit en verminderd infectiegevoelig door de door te koppelen urine-opvangzakken.
- **Keuzevrijheid:** voor iedere toepassing of situatie een geschikte oplossing door een brede keuze in urine-opvangzakken met op individuele lengte af te knippen slangen.



## Conveen Security+ Nachtzak

Art.nr.	Omschrijving	Inhoud	Verp.	ZI-nummer
21346	slang 140 cm	2000 ml	30	14697491



## Conveen Standard Nachtzak

Art.nr.	Omschrijving	Inhoud	Verp.	ZI-nummer
5062	slang 90 cm	1500 ml	30	13608436
50622	slang 90 cm	1500 ml	10	14716917



## Conveen Basic Nachtzak (24 uur)

Art.nr.	Omschrijving	Inhoud	Verp.	ZI-nummer
21800	zonder aftap	2000 ml	30	16275861
218040	slang 100 cm met kruiskraan	2000 ml	10	15684318
218041	slang 100 cm met kruiskraan	2000 ml	210	15684326
218031	slang 100 cm met push-pull kraan	2000 ml	210	15684334



## Conveen Bedhaak

Art.nr.	Omschrijving	Verp.	ZI-nummer
50700	Bedhaak	10	15754014

## Cysto-Care® Nachtzak

- Universele connector voor de spoelkatheters.
- Terugslagventiel en druppelkamer voorkomen dat de urine terugstroomt.
- Free-flow kraan met grote diameter waardoor de urine er gemakkelijk doorheen kan stromen.
- Kraanhouder zorgt ervoor dat de kraan niet in contact kan komen met de vloer.



### Cysto-Care Nachtzak (Silver, Gold, Platinum) Steriel

Art.nr.	Type	Inhoud	Slang	Verp.	ZI-nummer
UB0410	Silver	4000 ml	120 cm	20	15908127
UB0420	Gold	4000 ml	120 cm	20	15908119
UB0430	Platinum	4000 ml	120 cm	20	15908100

# Bowel management

***Peristeen***<sup>®</sup>







## Peristeen® Systeem

- Peristeen is een compleet systeem om de darmen te spoelen.
- De set is ontwikkeld om zelfstandig op het toilet te kunnen irrigeren.
- Peristeen kan ook door mensen met een beperkte handfunctie worden gebruikt.
- De rectaalkatheter is gecoat en daardoor zeer glad. Het inbrengen in het rectum is hierdoor veilig en gemakkelijk.

Regelmatig spoelen leegt de darmen zo effectief dat nieuwe ontlasting het rectum niet bereikt voor de volgende spoeling plaatsvindt. Dit voorkomt ontlastingverlies en geeft de patiënt weer controle over de tijd en plaats van defeceren.

## Peristeen® System Small

Peristeen System Small is speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf 3 jaar. De katheter is korter en de ballon is kleiner in vergelijking met de standaard Peristeen Rectaalkatheter.

## Peristeen® Darmspoelsysteem

- Compleet systeem om de darmen te spoelen.
- Bewezen effectief <sup>5</sup>.
- Gemakkelijk in gebruik.
- Bevordert zelfstandigheid.
- Ondersteuning via Peristeen Support programma.



### Peristeen System

Art.nr.	Omschrijving	Verp.	ZI-nummer
29121	Complete set <sup>1</sup>	1	14995441
29122	Accessoires set <sup>2</sup>	1	14995433
29123	Rectaalkatheter	10	14998629
29125	Irrigatieslang met blauwe connector	2	14998610



### Peristeen System Small

Art.nr.	Omschrijving	Verp.	ZI-nummer
29126	Complete set Small <sup>3</sup>	1	15507122
29127	Accessoires set Small <sup>4</sup>	1	15507130
29128	Rectaalkatheter Small	10	15507149

<sup>1</sup> De complete set bestaat uit 1 waterreservoir, 1 controle unit, 2 gecoat catheters en 2 beenbanden.

<sup>2</sup> De accessoires set bestaat uit 1 waterreservoir en 15 gecoat catheters.

<sup>3</sup> De complete set bestaat uit 1 waterreservoir, 1 controle unit, 2 gecoat catheters Small en 2 beenbanden.

<sup>4</sup> De accessoires set bestaat uit 1 waterreservoir en 15 gecoat catheters Small.

<sup>5</sup> Christensen, P. et al. A randomized, controlled trial of transanal irrigation versus conservative bowel management in spinal cord-injured patients. Gastroenterology 2006; 738-747

## Peristeen® Anaaltampon

- Te gebruiken bij feces incontinentie als gevolg van bijvoorbeeld spina bifida, multiple sclerose, dwarslaesie, etc.
- De tampon is gemaakt van zacht foam dat omgeven is door een speciale filmlaag. Bij contact met lichaamswarmte en -vocht zet de tampon uit en sluit zo het rectum af.
- De compacte tampon kan dankzij het kleine formaat eenvoudig en volledig worden ingebracht.



### Peristeen Anaaltampon

Art.nr.	Omschrijving	Verp.	ZI-nummer
1450	Klein	20	14087170
1451	Groot	20	14087162
29004	Startpakket	1	14176149

# Bristol schaal












met vormen van ontlasting

1	Harde losse keutels (moeilijke stoelgang)	
2	Worstvormige samengekleefde keutels	
3	Worstvormige stoelgang, brokkelig van structuur	
4	Worstvormige stoelgang met zachte en gladde structuur	
5	Zachte ontlasting met duidelijke contouren (gemakkelijke stoelgang)	
6	Zachte tot zeer zachte ontlasting met onduidelijke contouren	
7	Waterige stoelgang, geen structuur aanwezig (geheel vloeibaar)	

Lewis SJ, Heaton KW (1997). "Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time".  
Scand. J. Gastroenterol. 32 (9): 920-4

# Bristol schaal

voor kinderen

Soort poep	Omschrijving	Dier
 1	<i>Harde losse keutels (moeilijke stoelgang). Lijken op de keutels van een konijn.</i>	
 2	<i>Keutels die aan elkaar gekleefd zitten (hard en stekelige poep). Zo hobbelig als de stekels van een egel.</i>	
 3	<i>Kleine brokkelige worstjes (gemakkelijkere stoelgang dan de twee hierboven). Denk aan de poep van een muis.</i>	
 4	<i>Lang en zacht (gemakkelijke stoelgang). Deze lijkt op de staart van een kat.</i>	
 5	<i>Zachte ontlasting, klein en met een duidelijke vorm (de stoelgang doet geen pijn). Dit lijkt op de mest van een paard.</i>	
 6	<i>Zachte tot zeer zachte ontlasting, een soort puree. Maar het is geen diarree. Lijkt op koeienvlaai.</i>	
 7	<i>Vloeibare ontlasting, zonder harde stukjes. Lijkt op een waterplas, je hebt diarree.</i>	

Siliconen verblijfs-  
katheters voor  
transurethraal en  
suprabusich gebruik

**Folysil<sup>®</sup>**

**Cystodrain<sup>®</sup>**



## Folysil®

- Ruim drainagekanaal: de urine kan goed doorstromen en de kans op obstructies is minimaal.
- Biocompatibel: latexvrij, gemaakt van silicone en geschikt voor middellang- en langdurig gebruik.
- A-traumatische tip Nelaton (recht) of Tiemann (gebogen): vriendelijk voor de mucosa van de urethra.

### Folysil 2-weg siliconen verblijfskatheter, gebruikstermijn 30 dagen



Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
AA6112	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	○ Ch 12	5	15317358
AA6112	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	○ Ch 12	1*	15317331
AA6114	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	● Ch 14	5	15317382
AA6114	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	● Ch 14	1*	15317374
AA6116	Man nelaton 5-15 ml	41 cm	● Ch 16	5	15317404
AA6116	Man nelaton 5-15 ml	41 cm	● Ch 16	1*	15317390
AA6118	Man nelaton 5-15 ml	41 cm	● Ch 18	5	15317420
AA6118	Man nelaton 5-15 ml	41 cm	● Ch 18	1*	15317412
AA6120	Man nelaton 5-15 ml	41 cm	● Ch 20	5	15317447
AA6120	Man nelaton 5-15 ml	41 cm	● Ch 20	1*	15317439
AA6122	Man nelaton 5-15 ml	41 cm	● Ch 22	5	15514986
AA6314	Tiemann 5-15 ml	40 cm	● Ch 14	5	15867668
AA6314	Tiemann 5-15 ml	40 cm	● Ch 14	1*	15867676
AA6316	Tiemann 5-15 ml	40 cm	● Ch 16	5	15317498
AA6316	Tiemann 5-15 ml	40 cm	● Ch 16	1*	15317471
AA6318	Tiemann 5-15 ml	40 cm	● Ch 18	5	15317528
AA6318	Tiemann 5-15 ml	40 cm	● Ch 18	1*	15317501
AA6320	Tiemann 5-15 ml	40 cm	● Ch 20	5	15317544
AA6320	Tiemann 5-15 ml	40 cm	● Ch 20	1*	15317536
AA6512	Vrouw nelaton 5-10 ml	25 cm	○ Ch 12	5	15317560
AA6514	Vrouw nelaton 5-10 ml	25 cm	● Ch 14	5	15317587
AA6516	Vrouw nelaton 5-15 ml	25 cm	● Ch 16	5	15317609
AA6518	Vrouw nelaton 5-15 ml	25 cm	● Ch 18	5	15317625
AA6106	Kind nelaton 1,5 ml	30 cm	● Ch 6	5	15668118
AA6106	Kind nelaton 1,5 ml	30 cm	● Ch 6	1*	15668126
AA6108	Kind nelaton 1,5-3 ml	30 cm	● Ch 8	5	15668134
AA6108	Kind nelaton 1,5-3 ml	30 cm	● Ch 8	1*	15668142
AA6110	Kind nelaton 1,5-3 ml	34 cm	● Ch 10	5	15514978
AA6110	Kind nelaton 1,5-3 ml	34 cm	● Ch 10	1*	15668150

**Folysil®**

\* Deze stuksverpakking is alleen verkrijgbaar bij Medisch Speciaalzaak en Apotheek.

## Folysil 2-weg siliconen verblijfskatheter, gebruikstermijn 90 dagen

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
AA7112	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	○ Ch 12	5	15676196
AA7112	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	○ Ch 12	1*	15676218
AA7114	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	● Ch 14	5	15676226
AA7114	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	● Ch 14	1*	15676234
AA7116	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	● Ch 16	5	15676242
AA7116	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	● Ch 16	1*	15676250
AA7118	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	● Ch 18	5	15676269
AA7118	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	● Ch 18	1*	15676277
AA7120	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	● Ch 20	5	15676285
AA7120	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	● Ch 20	1*	15676293
AA7122	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	● Ch 22	5	15676307
AA7122	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	● Ch 22	1*	15676315
AA7512	Vrouw nelaton 5-10 ml	25 cm	○ Ch 12	5	15676323
AA7512	Vrouw nelaton 5-10 ml	25 cm	○ Ch 12	1*	15676331
AA7514	Vrouw nelaton 5-10 ml	25 cm	● Ch 14	5	15676358
AA7514	Vrouw nelaton 5-10 ml	25 cm	● Ch 14	1*	15676366
AA7516	Vrouw nelaton 5-10 ml	25 cm	● Ch 16	5	15676374
AA7516	Vrouw nelaton 5-10 ml	25 cm	● Ch 16	1*	15676382
AA7518	Vrouw nelaton 5-10 ml	25 cm	● Ch 18	5	15676390
AA7518	Vrouw nelaton 5-10 ml	25 cm	● Ch 18	1*	15676404

\* Deze stuksverpakking is alleen verkrijgbaar bij Medisch Speciaalzaak en Apotheek.



## Folysil 2-weg siliconen verblijfskatheter, gebruikstermijn 90 dagen

Geleverd met een voorgevulde en een lege spuit met 10% glycerine oplossing in water voor het legen en vullen van de ballon.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
AA8A12	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	○ Ch 12	1	15646238
AA8A14	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	● Ch 14	1	15646246
AA8A16	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	● Ch 16	1	15646254
AA8A18	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	● Ch 18	1	15646270
AA8A20	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	● Ch 20	1	15646289
AA8A22	Man nelaton 5-10 ml	41 cm	● Ch 22	1	15646297
AA8B12	Vrouw nelaton 5-10 ml	25 cm	○ Ch 12	1	15646343
AA8B14	Vrouw nelaton 5-10 ml	25 cm	● Ch 14	1	15646351
AA8B16	Vrouw nelaton 5-10 ml	25 cm	● Ch 16	1	15646378
AA8B18	Vrouw nelaton 5-10 ml	25 cm	● Ch 18	1	15646386

## Folysil 2-weg siliconen (suprapubische) katheters met open tip, gebruikstermijn 90 dagen

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
AA7412	Open-Tip 5-10 ml	40 cm	○ Ch 12	5	15676412
AA7412	Open-Tip 5-10 ml	40 cm	○ Ch 12	1*	15676420
AA7414	Open-Tip 5-10 ml	40 cm	● Ch 14	5	15676439
AA7414	Open-Tip 5-10 ml	40 cm	● Ch 14	1*	15676447
AA7416	Open-Tip 5-10 ml	40 cm	● Ch 16	5	15676455
AA7416	Open-Tip 5-10 ml	40 cm	● Ch 16	1*	15676463
AA7418	Open-Tip 5-10 ml	40 cm	● Ch 18	5	15676471
AA7418	Open-Tip 5-10 ml	40 cm	● Ch 18	1*	15676498
AA7420	Open-Tip 5-10 ml	40 cm	● Ch 20	5	15676501
AA7420	Open-Tip 5-10 ml	40 cm	● Ch 20	1*	15676528

\* Deze stuksverpakking is alleen verkrijgbaar bij Medisch Specialzaak en Apotheek.

## Folysil 2-weg siliconen (suprapubische) katheters met open tip, gebruikstermijn 90 dagen

Geleverd met een voorgevulde en een lege spuit met 10% glycerine oplossing in water voor het legen en vullen van de ballon.

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
AA8C12	Open-Tip 5-10 ml	40 cm	○ Ch 12	1	15646300
AA8C14	Open-Tip 5-10 ml	40 cm	● Ch 14	1	15646319
AA8C16	Open-Tip 5-10 ml	40 cm	● Ch 16	1	15646327
AA8C18	Open-Tip 5-10 ml	40 cm	● Ch 18	1	15646335

## Cystodrain® Integral

- Met open tip en geïntegreerde ballon: voor het gemakkelijk en patiëntvriendelijk inbrengen en verwijderen van de katheter.
- Biocompatibel: latexvrij, gemaakt van silicone en geschikt voor middellang gebruik.
- Ruim drainagekanaal: de urine kan goed doorstromen en de kans op obstructies is minimaal.



### Cystodrain Integral 2-weg siliconen suprapubische katheter met geïntegreerde ballon

Art.nr.	Omschrijving	Lengte	Maat	Verp.	ZI-nummer
CD1B10	Open-Tip suprapub 3 ml	40 cm	● Ch 10	1	15288420
CD1B12	Open-Tip suprapub 5 ml	40 cm	○ Ch 12	1	15288439
CD1B14	Open-Tip suprapub 5 ml	40 cm	● Ch 14	1	15288447
CD1B16	Open-Tip suprapub 5 ml	40 cm	● Ch 16	1	15288455
CD1B18	Open-Tip suprapub 5 ml	40 cm	● Ch 18	1	15288463
CD1B20	Open-Tip suprapub 5 ml	40 cm	● Ch 20	1	15288471

# Huidverzorging & Accessoires

**Conveen**<sup>®</sup>





### Conveen® EasiCleanse

- Huidreinigingsvloeistof die op een zachte en eenvoudige manier de restanten van barrièrecremes effectief verwijderd en geurtjes wegneemt.
- Toe te passen als nevel en als schuim.

### Conveen® Protact

- Een barrièrecrème die eenvoudig aan te brengen is en snel door de huid wordt opgenomen.
- Naast vochtinbrengend en voedend beschermt Conveen Protact tegen urine- en lichte fecale incontinentie.
- Bevat 12% zinkoxide.

### Conveen® Critic Barrier

- Een extra beschermende crème met 20% zinkoxide en karayapoeder.
- Effectieve barrière wanneer de huid door fecale incontinentie is aangedaan of wordt bedreigd.
- Bevat geen water en hecht ook op een vochtige huid en helpt zodoende mee aan het herstel van de huid.

### Conveen® Prep

- Tissues met een huidbeschermingsfilm die gebruikt worden bij externe katheters. Ze verhogen ook de kleefkracht van de katheters.
- Conveen Prep biedt ook extra bescherming bij een gevoelige huid.

### Conveen® Reinigingstissues

- Tissues om handen en genitaliën te reinigen.
- Te gebruiken als alternatief voor water en/of zeep.
- Ook zeer geschikt bij het wisselen van externe katheters.
- Bevatten geen alcohol of parfum.
- Verpakt per 10 stuks in een hersluitbaar pakje.

### Conveen® Huidverzorging

Art.nr.	Omschrijving	Verp.	ZI-nummer
65100	Conveen Protact	100 g	14555662
66001	Conveen EasiCleanse	250 ml	14555654
66103	Conveen Critic Barrier	100 g	14555670
62042	Conveen Prep	54	14980975
289970	Conveen Reinigingstissues (10 st)	8	14944626



### Conveen® Bedhaak

Bedhaak om een nachtzak aan het bed te bevestigen.

### Conveen® Katheterklem

De Conveen katheterklem is een handig hulpmiddel bij het katheteriseren.

### Katheterventiel

Het katheterventiel kan aangesloten worden op alle verblijfskatheters om zo de katheter tijdelijk af te sluiten. Dit compacte katheterventiel heeft een siliconen uiteinde en hefboomkraantje voor de aftap. Ook kan het gebruikt worden tussen katheter en urine-opvangzak.

### Coloplast Spiegel

De Conveen spiegel is vooral handig voor vrouwen bij het aanleren van het katheteriseren. De spiegel wordt met bandjes aan het been bevestigd.

### Conveen® Broekhaak

Als een man zittend katheteriseert, kan het handig zijn om de broek over de Conveen broekhaak te bevestigen zodat hij de handen vrij heeft om te katheteriseren.

### Conveen® Accessoires

Art.nr.	Omschrijving	Verp.	ZI-nummer
50700	Conveen Bedhaak	10	15754014
289961	Conveen Katheterklem	1	14564289
CV3808	Katheterventiel	10	15815153
i560	Coloplast Spiegel	1	n.v.t.
i558	Conveen Broekhaak	1	n.v.t.

Coloplast wil een betrouwbare en waardevolle partner zijn voor u als professional in de zorg. We luisteren naar uw behoeften - of het nu gaat om nieuwe producten of om verbetering van patiëntondersteuning.

We ondersteunen u met kennis en geven u de mogelijkheid best practices met uw collega's te delen - ook werken we actief met u samen om de zorgstandaard voor patiënten te verhogen.

Zo helpen we u in het realiseren van uw doelen.

Wilt u meer weten over Coloplast en deze ontwikkelingen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 033 – 454 44 44.

Coloplast en u. **Sterker samen.**

